

Produktkatalog

- Rampen





Rampen für erhöhte Mobilität

Die Welt ist voll von Höhenunterschieden. Überall gibt es Hindernisse, die vielen Menschen mit eingeschränkter Mobilität wie beispielsweise Rollstuhlfahrern, Behinderten sowie Benutzern von Rollatoren oder Scootern das Leben schwer machen. Selbst eine kleine Türstufe kann zum Problem werden.

Stepless bietet eine breite Palette an Rampen, die von kleinen Abdeckungen, Türstufenrampen und schmalen bzw. breiten Rampen bis zu festen Rampensystemen reicht. Zudem haben wir Lite Rampen in unserem Angebot, die aus Glas- und Graphitfasern hergestellt werden und somit zu den leichtesten auf dem Markt zählen.

Dank dieser breitgefächerten Auswahl ist es uns möglich, für jedes Bedürfnis die perfekte Rampe bereitzustellen.

Über 30 Jahre Erfahrung

Stepless ist eine Marke von Guldmann, einem Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Produkten im Bereich der Barrierefreiheit, die das Leben von mobilitätseingeschränkten Menschen erleichtern. Alle Produkte werden auf ihre Sicher-

heit getestet und verfügen über ein zeitloses Design. So passen sie perfekt in öffentliche und private Gebäude. Wir verfügen über eine eigene Projektabteilung.

MOBILE RAMPEN	4
Feste Rampe	5
Längenverschiebbare Rampe	5
Zusammenklappbare Rampe	5
Eine gut durchdachte Rampe	6
Feste Rampe, breit	7
Zusammenklappbare Rampe, breit	7
Türschwellenplatte	7
Längenverschiebbare Kofferrampe	8
EasyFold Pro Rampe	8
EasyFold Pro3 Rampe	8
Lite-Rampe	10
Wahl der richtigen Rampe	12
Technische Daten	14
TÜRSCHWELLENRAMPEN	16
Excellent Rampen Kits	17
WO SIE UNS FINDEN	19

Die Rampen werden zur Überwindung von Stufen und Bordsteinen sowie zur Beförderung des Rollstuhls in einem Fahrzeug und zum Ausgleich von relativ kleinen Höhenunterschieden eingesetzt.





Feste Rampe

Für gleichartige Höhenunterschiede geeignet, geringes Eigengewicht. In Fällen, in denen die Rampe oft an derselben Stelle eingesetzt wird.

Art.-Nr. 30000-xxx



Längenverschiebbare Rampe

Eine flexible Rampe, die in vielen Situationen für verschiedenartige Höhenunterschiede verwendet werden kann. Die Rampe nimmt bei der Aufbewahrung nur wenig Platz in Anspruch.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.0012

Art.-Nr. 30015-xxx



Zusammenklappbare Rampe

Für gleichartige Höhenunterschiede geeignet. Nimmt bei der Aufbewahrung nur wenig Platz in Anspruch. Einfach zu transportieren.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.013

Art.-Nr. 30020-xxx

Eine gut durchdachte Rampe

Führungskappen aus Nylon erhöhen die Stabilität, verhindern das Eindringen von Schmutz und Sand, vereinfachen die geräuschlose Längeneinstellung und verhindern Klappergeräusche während dem Transport.


Klappbare Griffe – praktisch im Gebrauch und bei der Aufbewahrung.

Wartungsfreie extrudierte und anodisch oxidierte Aluprofile erhöhen die Stabilität und die Stärke.

Integrierte rutschfeste Profile, die unter allen Verhältnissen trittsicher und abnutzungsfest sind.

Der Arretierstift verhindert das Auseinandergleiten der beiden Rammenteile während des Transports.





Breite feste Rampe

Für Fälle geeignet, in denen die Rampe stationär verwendet wird. Erhöht die Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für die Hilfskraft. Geeignet für Scooter und Elektrorollstühle, für die ein hoher Komfort ausschlaggebend ist.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.0014

Art.-Nr. 30030-xxx

Breite zusammenklappbare Rampe

Für Fälle geeignet, in denen die Rampe stationär verwendet wird, auch für die Verwendung bei Autos. Erhöht die Sicherheit, sowohl für den Benutzer als auch für die Hilfskraft. Für Scooter und Elektrorollstühle geeignet, bei denen hoher Komfort ausschlaggebend ist. Nimmt bei der Aufbewahrung weniger Platz als die breite feste Rampe in Anspruch.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.0015

Art.-Nr. 30040-xxx

Türschwellenplatte

Für Fälle geeignet, in denen Türschwellen überwunden werden müssen. Erhöht die Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für den Helfer. Die Türschwellenrampe wird auf der vorhandenen Türschwelle angebracht und erleichtert damit die Auffahrt von beiden Seiten.

Material: Gebogene 3 mm Aluminiumplatte mit rutschfestem schwarzem Belag.

Art.-Nr. 39167 / 77



Längenverschiebbare Kofferrampe

Eine flexible Rampe, die in vielen Situationen für verschiedenartige Höhenunterschiede verwendet werden kann. Wird in der Breite gefaltet und in der Länge verschoben. Sie nimmt daher weniger Platz in Anspruch als andere lange Rampen, sowohl beim Transport als auch bei der Aufbewahrung.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.0027

Art.-Nr. 30070-xxx



EasyFold Pro Rampe

Neue, breite Rampe in einem einfachen und leichten Design für schwere Lasten. Mit einer maximalen Last von 350 kg ist diese Rampe ideal für elektrische Rollstühle und Elektromobile geeignet. Durch einfaches Zusammenklappen in der Mitte benötigt sie weniger Stauraum. Der Handgriff ermöglicht eine einfachere Positionierung. Die Rampe kann wie ein Koffer transportiert und getragen werden.

Hilfsmittelnr. 22.50.01.0060

Art.-Nr. 30080-xxx



EasyFold Pro3 Rampe

Neue dreifach zusammenklappbare Rampe mit einer breiten befahrbaren Fläche, die durch das Zusammenklappen nur minimalen Platz für Lagerung und Transport benötigt. Dank des Verschlusses bleibt sie während des Transports zusammengeklappt. Mit einer maximalen Last von 350 kg ist diese Rampe für elektrische Rollstühle und Elektromobile geeignet.

Art.-Nr. 30085-xxx



***Hohe Tragfähigkeit bei
geringem Eigengewicht!***





Lite-Rampe

Unsere Lite-Rampen sind sehr leicht und trotzdem extrem belastbar. Sie wiegen nur rund halb so viel wie vergleichbare Leichtbaurampen, setzen jedoch mit ihrer Tragfähigkeit von 300 kg Maßstäbe in ihrer Klasse.

Die Lite-Rampen sind daher ideal für aktive Rollstuhlfahrer. Durch ihr geringes Gewicht (ab 3,5 kg) und ihr kompaktes Design können sie sehr flexibel eingesetzt und an Orten platziert werden, an denen kleinere Höhenunterschiede überwunden werden sollen.

Für den einfachen Transport werden die Rampen in der Mitte längs gefaltet. Sie nehmen so nur die Hälfte des Platzes in Anspruch und können auf einfache Weise wie ein Koffer getragen werden. Für die Rampe 70 cm bietet sich die Mitnahme in der Tragetasche direkt am Rollstuhl an. Entfaltet ergibt sich eine breite Fahrfläche, die mit bis zu 300 kg belastet werden kann.




Hilfsmittelnr. 22.50.01.0028

Art.-Nr. 30100-xxx



Wahl der richtigen Rampe

Um eine möglichst geringe Steigung zu erzielen, sollte man eine möglichst lange Rampe wählen. Bei einer zu steil gewählten Rampe, können teilweise die Fußrasten des Rollstuhls eine Auffahrt verhindern. Eine bewährte Faustregel ist: Maximale Steigung bei Selbstbedienung des Rollstuhls: 6 %, Schiebt ein Helfer den Rollstuhl: 12 %





Technische Daten

Art.-Nr	Typ	Max/min Länge mm	Breite Innen mm	Breite ausen max mm	Breite zusam- mengefalt max mm	Max Belastung kg/Satz	Eigen- gewicht kg/Stück
Feste Rampe							
30000-050	Feste Rampe	500	182	260	-	350	1,5
30000-105	Feste Rampe	1050	182	260	-	350	3,2
30000-130	Feste Rampe	1300	182	260	-	350	3,9
30000-155	Feste Rampe	1550	182	260	-	350	4,7
30000-200	Feste Rampe	2000	182	260	-	350	6,0
Längenverschiebbare Rampe							
30015-100	Längenverschiebbare Rampe	1000/677	182	279	-	350	4,3
30015-150	Längenverschiebbare Rampe	1500/927	182	279	-	350	5,7
30015-200	Längenverschiebbare Rampe	2000/1177	182	279	-	350	7,2
30015-250	Längenverschiebbare Rampe	2500/1427	182	279	-	200	8,6
30015-300	Längenverschiebbare Rampe	3000/1677	182	279	-	200	10,1
Zusammklappbare Rampe							
30020-110	Zusammklappbare Rampe	1100/580	182	260	-	350	4,0
30020-160	Zusammklappbare Rampe	1600/830	182	260	-	350	5,7
30020-210	Zusammklappbare Rampe	2100/1080	182	260	-	350	7,2
30020-260	Zusammklappbare Rampe	2600/1330	182	260	-	200	8,6
30020-310	Zusammklappbare Rampe	3100/1580	182	260	-	200	10,1
Feste Rampe, breit							
30030-100	Feste Rampe, breit	1000	770	880	-	325	9,7
30030-125	Feste Rampe, breit	1250	770	880	-	325	12,1
30030-150	Feste Rampe, breit	1500	770	880	-	325	14,4
30030-200	Feste Rampe, breit	2000	770	880	-	325	19,1
30030-300	Feste Rampe, breit	3000	770	880	-	200	28,6
Zusammenklappbare Rampe, breit							
30040-150	Zusammenklappbare Rampe, breit	1500/780	770	880	-	325	17,5
30040-200	Zusammenklappbare Rampe, breit	2000/1030	770	880	-	325	22,2
30040-250	Zusammenklappbare Rampe, breit	2500/1280	770	880	-	200	26,9
30040-300	Zusammenklappbare Rampe, breit	3000/1530	770	880	-	200	31,7

Art.-Nr	Typ	Max/min Länge mm	Breite Innen mm	Breite ausßen max mm	Breite zusam- mengefalt max mm	Max Belastung kg/Satz	Eigen- gewicht kg/Stück
Türschwellenplatte							
39167	Türschwellenplatte	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Türschwellenplatte	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3
Längenverschiebbare Kofferrampe							
30070-180	Längenverschiebbare Kofferrampe	1830/1120	760	820	405	325	16,4
30070-210	Längenverschiebbare Kofferrampe	2130/1270	760	820	405	325	18,9
30070-240	Längenverschiebbare Kofferrampe	2440/1430	760	820	405	325	21,4
30070-300	Längenverschiebbare Kofferrampe	3050/1730	760	820	405	200	26,4
EasyFold Pro Rampe							
30080-095	EasyFold Pro Rampe	935	760	776	398	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro Rampe	1185	760	776	398	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro Rampe	1485	760	776	398	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro Rampe	1785	760	776	398	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro Rampe	2085	760	776	398	350	15,8
EasyFold Pro3 Rampe							
30085-165	EasyFold Pro3 Rampe	1635	760	786	273	350	13,4
Lite-Rampe							
30100-000	Tragetasche für die 70 cm Rampe						
30100-070	Lite-Rampe	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Lite-Rampe	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Lite-Rampe	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Lite-Rampe	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Lite-Rampe	2050	760	780	390	300	9,5